



サンプルを
-80°Cで温度管理
※ほか温度は別途
ご相談ください

タッチパネルで
直感的な操作
が可能

アクセス・
操作制限設定で
セキュリティ向上
に貢献

大切な
サンプルに
霜が付着しにくい
構造

商品詳細
はこちら



つばき
ライフサイエンス支援機器

Snorkelは安定した温度環境で
サンプルを管理できる、小型・
高収納な自動保管庫です。
スタンドアロンでの運用はも
ちろん、他設備と連携すること
により、幅広い工程の効率化を
実現します。

小型低温自動保管庫

Snorkel®

基本構造

温度表示

入出庫口



保管エリア

作業者ごとに保管エリアの設定が可能。
庫内動作中の様子をカメラで確認ができます



タッチパネル(顔認証付き)

顔認証やパスワードでセキュリティ向上に貢献。
シンプルな操作画面で直感的な操作が可能



ID読み取りエリア

入庫時はラック・クライオボックスIDを読み取り。
中に保管する容器は、底面2Dコードの有無に関わらず入庫可能



温度保管	-80°C (ほかの温度については別途相談)	
入出庫単位	バーコード付きの ・SBS規格のラック ・クライオボックス	
外形寸法	W1,480×D1,370×H1,992mm	
タッチパネル	英語表記	
冷凍機	保管エリア2系統	
最大容量	SBS規格のラック0.75ml	91,224本
	クライオボックス2ml	39,000本
サンプル情報管理機能	標準 ※オプションで上位システム連携も可能	

※本リーフレットに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインの日本およびその他の国における商標又は登録商標です

株式会社 椿本チエイン マテハン事業部

東京支社 〒108-0075 東京都港区2-16-2(太陽生命品川ビル17階)
TEL(03)6703-8402

つばきグループWebサイト

<https://www.tsubakimoto.jp>

